

Polymab® Anti-Psd95 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78352

Número de artículo: CM0012016



Introducción

Anticuerpo monoclonal PSD95 de conejo de alta calidad validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en plasticidad sináptica y neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSD95 PolymAb® de conejo
Observaciones/Alias	MRD62; PSD95; SAP90; SAP-90
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1742
GeneID	1742
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de PSD95 humano (NP_001308004.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P78352
Peso de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo