

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psen2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49810

Número de artículo: CM0026685



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la PSEN2 humana, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PSEN2 de humano, ratón y rata, ideal para investigación sobre Alzheimer y gamma-secretasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSEN2 Rabbit pAb
Notas / Alias	AD4; PS2; AD3L; STM2; CMD1V; PSEN2
Especie	Humano
GeneID (humano)	5664
GeneID	5664
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 267-384 de la PSEN2 humana (NP_000438.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49810
Peso proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo