

Anticuerpo Policlonal Anti-Psg1 Para Wb/If-P/Ihc-P/Elisa - P11464

Número de artículo: CM0027965

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSG1 humano (glucoproteína beta-1 específica del embarazo 1). Adecuado para Western blot, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta una glucoproteína secretada de ~47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSG1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SP1; B1G1; PBG1; CD66f; PSBG1; PSG95; PSGGA; DHFRP2; PSBG-1; PSGIIA; FL-NCA-1/2; PS-beta-C/D; PS-beta-G-1; PSG1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5669
GeneID	5669
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 180-419 del PSG1 humano (NP_001171754.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P11464
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo