


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psip1 Para Wb Y Elisa - 075475

Número de artículo: CM0019047



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSIP1 humano (LEDGF/p75), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigaciones sobre la regulación transcripcional, el desarrollo del cristalino y la integración viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSIP1 Rabbit pAb
Observaciones/alias	p52; p75; PAIP; DFS70; LEDGF; PSIP2; PSIP1
Especie	Humano
ID del gen (humano)	11168
ID del gen	11168
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-530 de PSIP1 humano (NP_150091.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	075475
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo