


Anticuerpo Policlonal Anti-Psma1 Para Wb - P25786

Número de artículo: CM0021700



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PSMA1 (subunidad alfa tipo 1 del proteasoma), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de la función del proteasoma y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5682
GeneID	5682
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-263 de PSMA1 humano (NP_002777.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P25786
Peso molecular	30 kDa
Envío	Bolsa de hielo