

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psma1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25786

Número de artículo: CM0012144



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PSMA1 humano, apto para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PSMA1 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la función del proteasoma y las vías de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PSMA1
Observaciones/Alias	NU; HC2; PROS30; HEL-S-275; PSMA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5682
GeneID	5682
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 164-263 del PSMA1 humano (P25786).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25786
Peso Molecular de la Proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo