


Anticuerpo Policlonal Anti-Psma2 Para Wb, Elisa - P25787

Número de artículo: CM0017979



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMA2 (subunidad alfa tipo-2 del proteasoma), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. 26kDa. Ideal para investigación sobre el proteasoma y la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA2 Rabbit pAb
Notas/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5683
ID del gen	5683
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-234 de la PSMA2 humana (NP_002778.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P25787
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo