

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psma2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25787

Número de artículo: CM0004584



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad alfa tipo-2 del proteasoma humano (PSMA2), apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PSMA2 endógeno en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-PSMA2 de conejo
Observaciones/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5683
ID del gen	5683
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la PSMA2 humana (P25787)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25787
Peso de la proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo