

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Psma2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P25787

Número de artículo: CM0021357



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra PSMA2 de alta calidad (P25787) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta PSMA2 de humano, ratón y rata. Herramienta esencial para estudios de función del proteosoma y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MU; HC3; PSC2; PMSA2; PSMA2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5683
ID del Gen	5683
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-234 de PSMA2 humano (NP_002778.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25787
Peso Molecular	26kDa
Envío	Bolsa de hielo