


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psma3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25788

Número de artículo: CM0012362



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PSMA3 adecuado para WB, IHC-P y ELISA con muestras humanas, de ratón y de rata. Detecta la subunidad alfa-3 del proteasoma (~28 kDa), también conocida como C8, PSC3 y HC8.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Especie	Humana
GeneID (humano)	5684
GeneID	5684
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P25788
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo