

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psma3 Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P25788

Número de artículo: CM0018132



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra PSMA3 humano, una subunidad del proteasoma 20S vital para la degradación de proteínas dependiente e independiente de ubiquitina. Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMA3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HC8; PSC3; PSMA3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5684
ID de Gen	5684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-255 del PSMA3 humano (NP_002779.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25788
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo