


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psma4 Para Wb, Elisa - P25789

Número de artículo: CM0016613



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PSMA4 humano (subunidad alfa del proteasoma tipo-4). Validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata y mono. Ideal para investigación del proteasoma y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMA4 pAb Conejo
Observaciones/Alias	HC9; PSC9; HsT17706; PSMA4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5685
GeneID	5685
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-261 de PSMA4 humano (NP_001096137.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata, Mono
SWISS	P25789
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo