


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psma5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28066

Número de artículo: CM0028874



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMA5 humano (subunidad alfa tipo-5 del proteasoma). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA con reactividad en humano, ratón, rata. Ideal para investigación del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMA5 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5686
GeneID	5686
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-241 de PSMA5 humano (NP_002781.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28066
Peso Proteico	26kDa
Envío	Bolsa de hielo