


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psma5 Para Wb, Ip Y Elisa - P28066

Número de artículo: CM0018017



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMA5 humano (subunidad alfa tipo 5 del proteasoma), validado para WB, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación del proteasoma y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSC5; ZETA; PSMA5
Especie	Humano
ID del gen (humano)	5686
ID del gen	5686
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-241 de PSMA5 humano (NP_002781.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P28066
Peso de la proteína	26 kDa
Envío	Bolsa de hielo