


Anticuerpo Policlonal Anti-Psma6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Número de artículo: CM0021261



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMA6 humano (subunidad alfa tipo-6 del proteasoma), validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación del proteasoma y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMA6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5687
ID de Gen	5687
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 del PSMA6 humano (NP_002782.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60900
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo