


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psma6 Para Wb, If/Icc, Elisa - P60900

Número de artículo: CM0014257



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMA6 humano, validado para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación del proteasoma y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
Especie	Humano
GeneID (humano)	5687
GeneID	5687
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-246 de PSMA6 humano (NP_002782.1).
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P60900
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo