


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psma7 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14818

Número de artículo: CM0006566



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PSMA7 humano (Subunidad alfa tipo-7 del proteasoma), validado por KD. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Ideal para investigación del proteasoma y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] PSMA7 Ac m de Conejo
Observaciones/Alias	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; [Validado por KD] PSMA7
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5688
ID del Gen	5688
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-248 de PSMA7 humano (NP_002783.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14818
Peso Proteico	28kDa
Envío	Bolsa de hielo