

Anticuerpo Monoclonal Anti-Psma/Folh1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q04609

Número de artículo: CM0007574



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra PSMA/FOLH1 humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. El objetivo es una folato hidrolasa y NAALADasa implicada en el cáncer de próstata y la neurotransmisión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA/FOLH1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCP1; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2346
GeneID	2346
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de PSMA/FOLH1 humano (NP_004467.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q04609
Peso proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo