

Anticuerpo Policlonal Anti-Psma/Folh1 Para Wb Y Elisa - Q04609

Número de artículo: CM0020447



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMA/FOLH1 humano (gen FOLH1), validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de biomarcadores del cáncer de próstata y estudios de señalización del glutamato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA/FOLH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2346
GeneID	2346
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q04609
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo