

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psma/Folh1 Para Wb, If-P, Elisa - Q04609

Número de artículo: CM0009797



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PSMA/FOLH1 para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Dirigido a la glutamato carboxipeptidasa 2 humana y de rata (Q04609), una enzima clave en la captación de folato y la progresión del tumor de próstata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Monoclonal de Conejo PSMA/FOLH1
Observaciones/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCPII; NAALAD1; PSMA/FOLH1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2346
GeneID	2346
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 del PSMA/FOLH1 humano (Q04609).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	Q04609
Peso Proteico	84kDa
Envío	Bolsa de hielo