

Polymab® De Conejo Anti-Psma/Folh1 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - Q04609

Número de artículo: CM0011808



Introducción

PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb® es un anticuerpo monoclonal para WB, IHC-P y ELISA. Detecta PSMA humano, de ratón y de rata, un biomarcador del cáncer de próstata y una carboxipeptidasa de glutamato, validado con un inmunógeno peptídico sintético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMA/FOLH1 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	PSM; FGCP; FOLH; GCP2; PSMA; mGCP; GCP11; NAALAD1
Especie	Humano
GeneID (humano)	2346
GeneID	2346
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 50-150 de PSMA/FOLH1 humano (NP_004467.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q04609
Peso de la proteína	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo