


Anticuerpo Policlonal Anti-Psmb1 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P20618

Número de artículo: CM0018104



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo PSMB1 (HC5/PSC5) para Western blot, IF/ICC, ELISA. Detecta la subunidad beta tipo-1 del proteasoma (26kDa) humana, de ratón y de rata. Ideal para investigación del proteasoma y estudios de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PSMB1
Observaciones/Alias	HC5; PSC5; PMSB1; NEDMHAL; PSMB1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	5689
GeneID	5689
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-241 del PSMB1 humano (NP_002784.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20618
Peso Molecular de la Proteína	26kDa
Envío	Bolsa de hielo