


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psmb10 Para Wb, Elisa - P40306

Número de artículo: CM0003033



Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo PSMB10 mAb es un anticuerpo monoclonal específico para detectar la subunidad beta-2i del proteasoma en muestras humanas, de ratón y de rata mediante WB y ELISA. Apto para investigación de inmunoproteasomas, procesamiento de antígenos y estudios de enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo PSMB10 mAb
Observaciones/Alias	LMP10; MECL1; PRAAS5; beta2i; PSMB10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5699
GeneID	5699
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-273 de PSMB10 humano (P40306).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40306
Peso Proteico	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo