


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmb10 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P40306

Número de artículo: CM0030094



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra PSMB10 humano (LMP10, MECL1, beta2i), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre inmunoproteasomas y procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMB10 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LMP10; MECL1; PRAA55; beta2i; PSMB10
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5699
GeneID	5699
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-273 de PSMB10 humano (NP_002792.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40306
Peso de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo