


Anticuerpo Policlonal Anti-Psmb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49721

Número de artículo: CM0018511



Introducción

El PSMB2 pAb de conejo es un anticuerpo policlonal dirigido contra la subunidad beta tipo-2 del proteasoma humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Es ideal para investigaciones sobre proteasomas y estudios de degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMB2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	HC7-I; PSMB2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5690
GeneID	5690
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-201 de la PSMB2 humana (NP_002785.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P49721
Peso Molecular	23kDa
Envío	Bolsa de hielo