

Anticuerpo Policlonal Anti-Psmb3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49720

Número de artículo: CM0025399



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo PSMB3 (HC10-II), apto para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Detecta PSMB3 humano, de ratón y de rata. Esencial para la investigación del proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMB3 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HC10-II; PSMB3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5691
ID de Gen	5691
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-205 del PSMB3 humano (NP_002786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49720
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo