

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmb4 Para Wb Y Elisa - P28070

Número de artículo: CM0027319



Introducción

CamelBio suministra un anticuerpo policlonal de conejo contra PSMB4 humano (subunidad beta del proteasoma tipo-4), validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la degradación de proteínas y las vías del ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMB4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HN3; HsN3; PRAAS3; PROS26; PROS-26; PSMB4
Especie	Humano
ID del Gen	5692
Immunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-264 de PSMB4 humano (NP_002787.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P28070
Peso Molecular de la Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo