


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Psmb6 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28072

Número de artículo: CM0028995



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a PSMB6 humana, validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta PSMB6 en humanos, ratones y ratas. Adecuado para estudios de proteasoma y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMB6 Rabbit pAb
Anotaciones/Alias	LMPY; DELTA; PSMB6
Especie	Humana
GeneID (Humana)	5694
GeneID	5694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-239 de PSMB6 humana (NP_002789.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P28072
Peso de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo