


Anticuerpo Policlonal Anti-Psmb7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99436

Número de artículo: CM0014381



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMB7 humano (subunidad beta tipo-7 del proteasoma), validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMB7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSMB7; Z
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5695
ID del Gen	5695
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 44-200 de la PSMB7 humana (NP_002790.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99436
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo