


Anticuerpo Policlonal Anti-Psmb8 De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - P28062

Número de artículo: CM0028302



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMB8 humano, un componente del inmunoproteasoma involucrado en el procesamiento de antígenos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación en apoptosis y respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMB8 Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alias	JMP; ALDD; LMP7; NKJO; D6S216; PRAAS1; PSMB5i; RING10; D6S216E; PSMB8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5696
GeneID	5696
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 163-272 de PSMB8 humano (NP_004150.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P28062
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo