


Anticuerpo Monoclonal Anti-Psmb9/Lmp2 Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P28065

Número de artículo: CM0011562



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad del inmunoproteasoma humano PSMB9/LMP2, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudios sobre el procesamiento de antígenos y la respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra PSMB9/LMP2
Observaciones/Sinónimos	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5698
ID del gen	5698
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P28065
Peso proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo