


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmb9/Lmp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P28065

Número de artículo: CM0021262



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMB9/LMP2 humano (subunidad beta tipo 9 del proteasoma). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adecuado para la investigación del inmunoproteasoma y el procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-PSMB9/LMP2
Observaciones/Alias	LMP2; PRAAS3; PSMB6i; RING12; beta1i; PSMB9/LMP2
Especie	Humano
ID de gen	5698
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-219 de PSMB9/LMP2 humano (NP_002791.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P28065
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo