


Anticuerpo Policlonal Anti-Psmc1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62191

Número de artículo: CM0014918



Introducción

El pAb de conejo PSMC1 detecta PSMC1 humano, de ratón y de rata en WB, IHC-P, ELISA. Ideal para estudios del proteasoma 26S y de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo PSMC1
Observaciones/Alias	S4; p56; RPT2; P26S4; NEDGTH; PSMC1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5700
ID del Gen	5700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 77-440 del PSMC1 humano (NP_002793.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62191
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo