

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmc2 Para Wb, Elisa - P35998

Número de artículo: CM0020582



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PSMC2 de alta calidad, validado para WB y ELISA; detecta la subunidad reguladora 7 del proteasoma 26S (S7/MSS1) humana, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la vía ubiquitina-proteasoma y la degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMC2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	S7; MSS1; RPT1; Nbla10058; PSMC2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	5701
ID del gen	5701
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de PSMC2 humano (NP_002794.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón, de rata
SWISS	P35998
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo