


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmc3 Para Wb - P17980

Número de artículo: CM0013765



Introducción

El PSMC3 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Se dirige al PSMC3 humano, una subunidad reguladora del proteasoma 26S. Ideal para investigación de proteasomas y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPT5; TBP1; DCIDP; PSMC3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	5702
ID de gen	5702
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-180 de la PSMC3 humana (NP_002799.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P17980
Peso molecular de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo