

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psmc4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P43686

Número de artículo: CM0007459



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-PSMC4 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta PSMC4 humano, de ratón y de rata, una subunidad reguladora del proteasoma 26S implicada en la degradación de proteínas dependiente de ATP. Ideal para investigación sobre proteasomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMC4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S6; RPT3; TBP7; TBP-7; MIP224; PSMC4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5704
GeneID	5704
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de la PSMC4 humana (NP_006494.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43686
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo