


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmc4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P43686

Número de artículo: CM0019060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMC4 humano (S6/RPT3/TBP7), adecuado para WB, IF/ICC, ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Ideal para investigar las funciones de la subunidad reguladora 6B del proteasoma 26S en la degradación de proteínas dependiente de ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMC4 Conejo pAb
Observaciones/Alias	S6, RPT3, TBP7, TBP-7, MIP224, PSMC4
Especie	Humano
GeneID	5704
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-165 de PSMC4 humano (NP_006494.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P43686
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo