

Anticuerpo Monoclonal Anti-Psmc5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62195

Número de artículo: CM0003007



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PSMC5 (subunidad reguladora 8 del proteasoma 26S) para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PSMC5 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el sistema ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMC5 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5705
GeneID	5705
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62195
Peso proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo