

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Psmc5 Para Wb, Elisa - P62195

Número de artículo: CM0013120



Introducción

Anticuerpo policlonico dirigido contra PSMC5 humano (subunidad reguladora 8 del proteasoma 26S). Validado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de la función del proteasoma, la degradación de proteínas y vías relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	PSMC5 Rabbit pAb
Notas/Alias	S8; p45; RPT6; SUG1; SUG-1; TBP10; TRIP1; p45/SUG; PSMC5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5705
GeneID	5705
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 127-406 de PSMC5 humano (NP_002796.4).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P62195
Peso Molecular de la Proteína	46kDa
Envío	Bolsa de hielo