


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmc6 Para Wb Y Elisa - P62333

Número de artículo: CM0027183



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la PSMC6 humana (p42/RPT5/SUG2), validado para WB y ELISA. Reconoce la subunidad reguladora 10B del proteasoma 26S humano y de ratón. Ideal para estudios de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMC6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p42; RPT5; SUG2; PSMC6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5706
GeneID	5706
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-150 de la PSMC6 humana (NP_002797.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P62333
Peso molecular de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo