


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmd13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Unm6

Número de artículo: CM0030052



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-PSMD13 de alta calidad para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta PSMD13 humano, de ratón y de rata, una subunidad reguladora del proteasoma 26S crucial para la degradación de proteínas. Ideal para estudios del proteasoma y de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMD13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	S11; Rpn9; p40.5; HSPC027; PSMD13
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5719
ID del Gen	5719
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 del PSMD13 humano (NP_002808.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNM6
Peso Proteico	43kDa
Envío	Bolsa de hielo