


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmd14 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00487

Número de artículo: CM0014801



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la PSMD14 humana, una subunidad del proteasoma 26S. Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Es fundamental para la degradación de proteínas dependiente de ubiquitina, la reparación del ADN y la autofagia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMD14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Especie	Humano
ID del gen (humano)	10213
ID del gen	10213
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 160-300 de la PSMD14 humana (NP_005796.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00487
Peso de la proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo