

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Psmd2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13200

Número de artículo: CM0019119



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra PSMD2 humano (subunidad reguladora S2 del proteasoma 26S, p97), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Ideal para el estudio de vías de proteólisis mediada por ubiquitina, ciclo celular y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMD2 Rabbit pAb
Notas/Alias	S2, P97, RPN1, TRAP2, PSMD2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5708
GeneID	5708
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de PSMD2 humano (NP_002799.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13200
Peso Molecular de la Proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo