

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Psmd3 Para Wb, Elisa - O43242

Número de artículo: CM0028681



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la PSMD3 humana, una subunidad reguladora del proteasoma 26S implicada en la degradación de proteínas ubiquitinadas. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata, adecuado para investigaciones sobre proteasomas y homeostasis proteica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMD3 Rabbit pAb
Notas / Alias	S3, P58, RPN3, TSTA2, PSMD3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5709
GeneID	5709
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43242
Peso Molecular de la Proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo