


## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psmd4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P55036

Número de artículo: CM0010555



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra PSMD4 (subunidad S5A/Rpn10 del proteasoma 26S), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la vía ubiquitina-proteasoma y estudios de disfunción del proteasoma.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Anticuerpo Monoclonal de Conejo PSMD4                                                                            |
| Observaciones/Alias | AF, ASF, S5A, AF-1, MCB1, Rpn10, pUB-R5, PSMD4                                                                   |
| Especie             | Humano                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 5710                                                                                                             |
| GeneID              | 5710                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de PSMD4 humano (P55036). |
| Origen              | Conejo                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                                                         |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                              |
| SWISS               | P55036                                                                                                           |
| Peso Proteico       | 41kDa                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                   |