


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Psmd4 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P55036

Número de artículo: CM0015845



Introducción

PSMD4 Rabbit pAb es un anticuerpo policlonal de conejo, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con PSMD4 humano y de rata, una subunidad receptora de ubiquitina del proteasoma 26S, respaldando la investigación sobre el sistema ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSMD4 Rabbit pAb
Observaciones/alias	AF; ASF; S5A; AF-1; MCB1; Rpn10; pUB-R5; PSMD4
Especie	Humano
GeneID (humano)	5710
GeneID	5710
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	P55036
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo