

Anticuerpo Policlonal Anti-Psmd7 De Conejo - P51665

Número de artículo: CM0026777



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSMD7 humano (subunidad reguladora del proteasoma 26S), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para investigación del proteasoma y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	PSMD7 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	P40; S12; Rpn8; MOV34; PSMD7
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5713
GeneID	5713
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-324 de PSMD7 humano (NP_002802.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P51665
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo