

## Anticuerpo Policlonal Anti-Psmd9 Para Wb, Elisa - 000233

Número de artículo: CM0030029

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo basado en recombinante dirigido a PSMD9 (p27/Rpn4). Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Investiga el ensamblaje del proteasoma y la función de chaperona.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | PSMD9 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Alias               | p27, Rpn4, PSMD9                                                                                                                 |
| Especie (Objetivo)  | Humano                                                                                                                           |
| ID del Gen          | 5715                                                                                                                             |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-223 de PSMD9 humano (NP_002804.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                              |
| SWISS               | O00233                                                                                                                           |
| Peso Molecular      | 25kDa                                                                                                                            |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                   |