


Anticuerpo Policlonal Anti-Psme1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06323

Número de artículo: CM0025302



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra PSME1 (PA28alfa), un activador del proteasoma involucrado en el procesamiento de antígenos. Validado para WB, IF/ICC, ELISA en muestras humanas y de ratón. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante de PSME1 humana (aa 1-249).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo PSME1
Observaciones/Alias	PA28A; IFI5111; REGalfa; PA28alfa; HEL-S-129m; PSME1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5720
GeneID	5720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-249 de PSME1 humano (NP_006254.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q06323
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo