


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Psme1/Pa28A Para Wb, Elisa - Q06323

Número de artículo: CM0010822



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra PSME1 (PA28 α) humano. Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la función del inmunoproteasoma y el procesamiento de antígenos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	PSME1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	PA28A; IFI5111; REGalpha; PA28alpha; HEL-S-129m; PSME1
Especie	Humano
GeneID (humano)	5720
GeneID	5720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de PSME1 humano (NP_006254.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q06323
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo